



COR: Azul
COLOR: Azul

Art. 35

Imobilizador do Polegar

Inmovilizador de Pulgar

- Patologias traumáticas: distorções, fraturas do carpo e metacarpo e tendinites.
- Patologias degenerativas: rizartrose, síndrome do túnel cárpico e artrose.
- Fase de reabilitação: alívio do músculo tendinoso pós-trauma e pós-cirurgia.
- Imobiliza o polegar por dentro, deixando a parte dorsal livre.
- Luva de protecção que pode ser completamente aberta.
- Fácil de colocar e regular, graças a um simples duplo fecho em velcro.
- Muito funcional e prático.
- **AMBIDESTRO.**
- Tecido exclusivo PAVIS, antialérgico, respirável e 100% algodão sobre a pele.
- Não contém neopreno.

- Patologías traumáticas: distorsiones, fracturas del carpo y metacarpo, tendinitis.
- Patologías degenerativas: rizartrosis, túnel carpiano, artrosis.
- Fase de rehabilitación: alivio del sistema músculo-tendinoso post-trauma y postoperatorio.
- Inmoviliza el pulgar desde el interior dejando libre la parte dorsal.
- El guante de protección se puede abrir por completo, lo que lo hace muy fácil de poner y regular, gracias a su cierre doble de velcro.
- Extremadamente funcional y práctico.
- **AMBIDIESTRO.**
- Tejido PAVIS exclusivo, antialérgico, respirable, 100% algodón sobre la piel.
- No contiene neopreno.

New EDGE
LINE

Art. 35



new patented
RIZOFIX
system

MEDIDA	SMALL	REGULAR	EXTRA
 cm	13 - 19	19 - 24	24 - 30

New EDGE
LINE

Art. 34

Imobilizador do Polegar e Punho

Inmovilizador de Pulgar y Muñeca

- Patologias traumáticas: distorções, fraturas metacarpo, tendinite dos tendões flexores e extensores do polegar, contusões por esmagamento.
- Patologias degenerativas: artrose, osteoartrose, rizartrose, artrite reumatóide e síndrome do túnel cárpico com irradiação ao polegar.
- Fase de reabilitação: Suporte do tendão do músculo pós- trauma e pós cirurgia aberta da primeira falange do polegar.
- Tecnologia de fecho inovadora, patenteada pela PAVIS, que permite regular e personalizar a pressão. / Três talas moldáveis inseridas na base garantem o bloqueio completo da articulação e do movimento do punho. / As talas podem ser extraídas, o que permite o ajustamento às várias fases do período de reabilitação. / Imobiliza o polegar por dentro, deixando a parte dorsal livre. / Pode ser completamente aberto, muito funcional, confortável e prático de ser utilizado. / Tecido exclusivo antialérgico, respirável e 100% algodão sobre a pele. / **AMBIDESTRO** / Não contém neopreno.

- Patologías traumáticas: distorsiones, fracturas del metacarpo, tendinitis de los tendones flexores y extensores del pulgar, contusiones por aplastamiento.
- Patologías degenerativas: artrosis, osteoartrosis, rizartrosis, artritis reumatoide y síndrome del túnel carpiano con irradiação al pulgar.
- Fase de rehabilitación: descarga del sistema músculo-tendíneo posttrauma y post-intervención abierto en la primera falange del pulgar.
- Innovadora tecnología de cierre, patentada por PAVIS, permite regular y personalizar la presión deseada. / Dispone de 3 tabilllas anatómicas y moldeables insertadas en la base que garantizan el bloqueo total de la articulación. / Las tabilllas pueden extraerse para adaptar el inmovilizador a las diferentes fases del período de rehabilitación. / Inmoviliza el pulgar desde el interior dejando libre la parte dorsal. / Puede ser totalmente abierto, muy funcional, cómodo y práctico de usar. / Tejido exclusivo antialérgico y respirable, 100% algodón sobre la piel. / **AMBIDIESTRO.** / No contiene neopreno.

New EDGE
LINE

Art. 33

Imobilizador do Punho

Inmovilizador de Muñeca

- Patologias Traumáticas: distorções; tendinite.
- Patologias degenerativas: rizartrose, síndrome do túnel cárpico, osteoartrose, artrose, artrite úrica aguda e artrite reumatóide.
- Fase de reabilitação: suporte do músculo tendinoso pós-trauma e pós-cirurgia.
- Tecnologia de fecho inovadora, patenteada pela PAVIS, que permite regular e personalizar a pressão. / As três talas anatómicas moldáveis inseridas na base garantem o bloqueio completo da articulação. / As talas podem ser extraídas o que permite o ajustamento às várias fases do período de reabilitação. / Pode ser completamente aberto, muito funcional, confortável e prático de ser utilizado. / **AMBIDESTRO** / Tecido exclusivo antialérgico, respirável e 100% algodão sobre a pele. / Não contém neopreno.

- Patologías traumáticas: Distorsiones; tendinitis.
- Patologías degenerativas: rizartrosis, síndrome del túnel carpiano, osteoartritis, artrosis, artritis úrica aguda y artritis reumatoide.
- Fase de rehabilitación: descarga del sistema músculo, tendíneo post-trauma y postintervención.
- La innovadora tecnología de cierre patentada por PAVIS permite regular y personalizar la presión deseada. / Dispone de 3 varillas anatómicas y moldeables insertadas en la base que garantizan el bloqueo total de la articulación. / Las tabilllas pueden extraerse para adaptar el inmovilizador a las diferentes fases del período de rehabilitación. / Puede ser totalmente abierto, muy funcional, cómodo y práctico de usar. / **AMBIDIESTRO** / Tejido exclusivo antialérgico y respirable, 100% algodón sobre la piel. / No contiene neopreno.

New EDGE
LINE



COR: Azul
COLOR: Azul



COR: Azul
COLOR: Azul